




1




2




3



4



5



6

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

FOR HEALTHCARE PROFESSIONAL USE ONLY

INTENDED USER PROFILE: The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable of performing the directions, warnings and cautions in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS: For adjustment of the Mayo Clinic Elbow Brace o5EL and o5ER.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

- Product soft/semi-rigid designed to restrict motion through elastic or semi-rigid construction. • Providing immobilization or controlled movement of the limb or body segment.

APPLICATION INFORMATION:

Adjust position of control knob: (The Mayo Clinic Elbow Brace is preset for application on the right arm or the left arm, the control knob on the medial side. However, the lateral side position may be adjusted to be on the lateral side depending on the patient's preference.)

1. Open the cloth cover on the medial and lateral sides of each end bracket.
2. Using an allen wrench (included with brace), loosen the two screws on the medial and lateral uprights of each end bracket.
3. Rotate each end bracket 180°.
4. Replace the cloth cover on each bracket making sure that the fabric completely covers the metal surfaces.
5. Completely open the forearm and upper arm straps and slide each strap out of the slot on the bracket so that it hangs freely. Be sure to open both the top portion of the straps as well as the bottom (the straps are two-sided).
6. One at a time firmly hold each strap near the rivet and rotate it 180°. Reinsert each strap into the slot.
7. **Adjust Brace Size:** (The Mayo Clinic Elbow Brace is preset to the extra large size, suitable for most patients. However, the brace may be adjusted to accommodate sizes ranging from extra large to extra small)
1. Open straps and cloth cover on each end bracket until the bracket screw is exposed.
2. Using an allen wrench (included with the brace), loosen the screw on each bracket.
3. Carefully lift the top portion of each bracket and reposition the silver pins into the desired holes marked by the numbers 1-5. The pins must be inserted into the same numbered holes on both brackets to ensure that the brace will work properly.
4. Retighten screws on each bracket.
5. If necessary, trim the gray foam padding so that it does not extend beyond the bracket.
6. Replace the cloth cover on each bracket making sure that the fabric completely covers the metal surfaces.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- If you have skin disorders / injuries in the relevant part of the body, the product should be fitted and worn only after consultation with a medical professional. • Do not use over open wounds. • If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
- Do not use this device if it was damaged and/or packaging has been opened.
- **NOTE:** Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.
- **WARNING:** DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.
- **RX ONLY**
- **FOR SINGLE PATIENT USE ONLY**

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

U.S. PATENT #7517329

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

SÓLO PARA USO MÉDICO PROFESIONAL

PERFIL DEL USUARIO PREVISTO: El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente o el cuidador del paciente. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

USO PREVISTO/INDICACIONES: Para ajustar la coderas Mayo Clinic o5EL y o5ER.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO:

- Producto blando/semi-rígido diseñado para restringir el movimiento a través de una estructura elástica o semirrígida. • Proporcionar inmovilización o movimiento controlado de las extremidades o segmento corporal.

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN:

Ajustar la posición del botón de control: (El cabestrillo para el brazo es preajustado para la aplicación en el lado derecho o izquierdo con el botón de control en el lado medial. La posición del botón de control se puede ajustar a una lado, si el paciente lo preferir.)

1. Abra la funda de tela que cubre la parte central y lateral de cada cierre.
2. Usando una llave Allen (incluida con el cabestrillo), afloje los dos tornillos que se encuentran en las verticales central y lateral de cada cierre.
3. Rotar cada end bracket 180°.
4. Reemplace la funda de tela en cada bracket asegurándose de que la tela cubra completamente las superficies metálicas.
5. Quite la funda de tela en cada bracket dejando que la tela cubra completamente las superficies metálicas.
6. Usando un destornillador de allen (incluido con el brace), quite la funda de tela en cada bracket.
7. Una en una, sujetar con firmeza cada correa juntas al remache y girarla 180°. Volver a meter cada correa en su orificio.

Ajustar el tamaño del cabestrillo: (El cabestrillo para el brazo Mayo Clinic viene preconfigurado en talla extra grande válida para la mayoría de los pacientes. Pero también puede ajustarse a otras tallas, desde extra grande hasta extra pequeño.)

1. Abra las correas y la funda de tela de cada cierre.
2. Usando un destornillador de allen (incluido con el brace), afloje la funda de tela en cada bracket.
3. Usando una llave Allen (incluida con el cabestrillo), afloje el tornillo de cada brida.
4. Cuidadosamente levante la parte superior de cada cierre y volver a colocar los pasadores ploteados en los agujeros deseados marcados con los números 1 a 5.
5. Si es necesario, recorte la espuma gris para que no sobresalgua más allá del cierre.
6. Reemplace la funda de tela en cada bracket asegurándose de que la tela cubra completamente las superficies metálicas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Si tiene trastornos o lesiones cutáneas en la parte relevante del cuerpo, el producto debe colocarse y usarse solo después de consultar con un profesional médico.
- No debe aplicarse sobre heridas abiertas. • Si sufre algún dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.
- No utilice este dispositivo si está dañado o si el envase está abierto.

NOTA: Comuníquese con el fabricante y la autoridad competente en caso de un incidente grave que surja debido al uso de este dispositivo.

GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

SOLO CON RECETA MÉDICA
DEBE UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE EN UN SOLO PACIENTE

NO CONTIENE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

PATENTE DE ESTADOS UNIDOS #7517329

NOTICE: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS BITTE DIE GEbrauchsANWEISUNG SORGfÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DES PRODUKTS IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

NUR ZUR VERWENDUNG VON MEDIZINISCHEM FACHPERSONAL

ANWENDERPROFIL: Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten oder Pflegekräfte des Patienten bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, die Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in der Gebrauchsanweisung zu lesen, zu verstehen und physisch auszuführen.

USO PREVISTO/INDICACIONES: Zur Anpassung der Ellenbogenorthese der Mayo Clinic o5EL und o5ER.

LEISTUNGSMERkmale:

- Produkt blau/semi-rigido diseñado para restringir el movimiento a través de una estructura elástica o semirrígida. • Proporcionar inmovilización o movimiento controlado de las extremidades o segmento corporal.

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN:

Ajustar la posición del botón de control: (El cabestrillo para el brazo es preajustado para la aplicación en el lado derecho o izquierdo con el botón de control en el lado medial. La posición del botón de control se puede ajustar a uno lado, si el paciente lo prefiere.)

1. Abra la funda de tela que cubre la parte central y lateral de cada cierre.
2. Usando una llave Allen (incluida con el cabestrillo), afloje los dos tornillos que se encuentran en las verticales central y lateral de cada cierre.
3. Rotar cada end bracket 180°.
4. Reemplace la funda de tela en cada bracket asegurándose de que la tela cubra completamente las superficies metálicas.
5. Quite la funda de tela en cada bracket dejando que la tela cubra completamente las superficies metálicas.
6. Usando un destornillador de allen (incluido con el brace), quite la funda de tela en cada bracket.
7. Una en una, sujetar con firmeza cada correa juntas al remache y girarla 180°. Volver a meter cada correa en su orificio.

Ajustar el tamaño del cabestrillo: (El cabestrillo para el brazo Mayo Clinic viene preconfigurado en talla extra grande válida para la mayoría de los pacientes. Pero también puede ajustarse a otras tallas, desde extra grande hasta extra pequeña.)

1. Abra las correas y la funda de tela de cada cierre.
2. Usando un destornillador de allen (incluido con el brace), afloje la funda de tela en cada bracket.
3. Usando una llave Allen (incluida con el cabestrillo), afloje el tornillo de cada brida.
4. Cuidadosamente levante la parte superior de cada cierre y volver a colocar los pasadores ploteados en los agujeros deseados marcados con los números 1 a 5.
5. Si es necesario, recorte la espuma gris para que no sobresalgua más allá del cierre.
6. Reemplace la funda de tela en cada bracket asegurándose de que la tela cubra completamente las superficies metálicas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Si tiene trastornos o lesiones cutáneas en la parte relevante del cuerpo, el producto debe colocarse y usarse solo después de consultar con un profesional médico.
- No debe aplicarse sobre heridas abiertas. • Si sufre algún dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.
- No utilice este dispositivo si está dañado o si el envase está abierto.

NOTA: Comuníquese con el fabricante y la autoridad competente en caso de un incidente grave que surja debido al uso de este dispositivo.

GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

SOLO CON RECETA MÉDICA
DEBE UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE EN UN SOLO PACIENTE

NICHT AUS NATURKAUTSCHKUMATEX HERGESTELLT.

US-PATENT NR. 7517329

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE INSTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO.

SOLO PER PROFESSIONISTI SANITARI

ANWENDERPROFIL: Il prodotto è destinato a essere utilizzato da un medico professionista, dal paziente o da un assistente sanitario. L'utente deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente in grado di rispettare tutte le indicazioni, le avvertenze e le precauzioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

USO PREVISTO/INDICACIONI: Per la regolazione dell'ellenbogno della Mayo Clinic o5EL e o5ER.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE:

Ajustar la posición del botón de control: (El Mayo Clinic Elbow Brace es preajustado para la aplicación en el lado derecho o izquierdo con el botón de control en el lado medial. La posición del botón de control se puede ajustar a uno lado, si el paciente lo prefiere.)

1. Abra la funda de tela que cubre la parte central y lateral de cada cierre.
2. Usando una llave Allen (incluida con el brace), afloje los dos tornillos que se encuentran en las verticales central y lateral de cada cierre.
3. Rotar cada end bracket 180°.
4. Reemplace la funda de tela en cada bracket asegurándose de que la tela cubra completamente las superficies metálicas.
5. Quite la funda de tela en cada bracket dejando que la tela cubra completamente las superficies metálicas.
6. Usando un destornillador de allen (incluido con el brace), quite la funda de tela en cada bracket.
7. Una en una, sujetar con firmeza cada correa juntas al remache y girarla 180°. Volver a meter cada correa en su orificio.

Ajustar el tamaño del cabestrillo: (El Mayo Clinic Elbow Brace es preajustado para la aplicación en el lado derecho o izquierdo con el botón de control en el lado medial. La posición del botón de control se puede ajustar a uno lado, si el paciente lo prefiere.)

1. Abra las correas y la funda de tela de cada cierre.
2. Usando un destornillador de allen (incluido con el brace), afloje la funda de tela en cada bracket.
3. Usando una llave Allen (incluida con el cabestrillo), afloje el tornillo de cada brida.
4. Cuidadosamente levante la parte superior de cada cierre y volver a colocar los pasadores ploteados en los agujeros deseados marcados con los números 1 a 5.
5. Si es necesario, recorte la espuma gris para que no sobresalgua más allá del cierre.
6. Reemplace la funda de tela en cada bracket asegurándose de que la tela cubra completamente las superficies metálicas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Si tiene trastornos o lesiones cutáneas en la parte relevante del cuerpo, el producto debe colocarse y usarse solo después de consultar con un profesional médico.
- No debe aplicarse sobre heridas abiertas. • Si sufre algún dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, póngase en contacto con su médico inmediatamente.
- No utilice este dispositivo si está dañado o si el envase está abierto.

NOTA: Comuníquese con el fabricante y la autoridad competente en caso de un incidente grave que surja debido al uso de este dispositivo.

GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

SOLO CON RECETA MÉDICA
DEBE UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE EN UN SOLO PACIENTE

NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.

BREVETTO USA N. 7517329

AVISO: SEBENE OGNA SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPRESO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA alcuna GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON Fonctionnement DU PRODUIT.

UTILISATION RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

ANWENDERPROFIL: Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten oder Pflegekräfte des Patienten bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, die Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in der Gebrauchsanweisung zu lesen, zu verstehen und physisch auszuführen.

USO PREVISTO/INDICACIONES: Per la regolazione dell'ellenbogno della Mayo Clinic o5EL e o5ER.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE: