





DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista, CA 92081-8553 • USA



DANSK

Læs hele betjeningsvejledningen, før enheden tages i brug. Korrekt anvendelse og pleje er vigtigt for, at enheden kan fungere korrekt.

TILSIGTET BRUGERPROFIL:
Den tilsigtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten eller patientens omsorgsperson. Brugeren skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre anvisninger, advarsler og forholdsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

TILSIGTET ANVENDELSE/INDIKATIONER
Boa®-Låseringen er fremstillet til at forhindre Boa®-rullen på Exos®-skinner i at blive løftet til oplåst position og dermed hindre brugen af Boa®-spolen. Denne låsring kan bruges på skinner med L3 Boa®-platformen.

YDELTSEGENSKABER
Sørger for yderligere stabilisering af ekstremiteten eller kropsdelen.

KONTRAINDIKATIONER
Ingen.

ADVARSLER og FORHOLDSREGLER

- Dette produkt skal ordneres og tilpasses af en sundhedsmedarbejder.
- Sundhedsmedarbejderen bestemmer hvor hyppigt og hvor længe, det skal anvendes.
- Enheden må ikke anvendes på anden måde end anviset i denne brugsanvisning.
- Enheden må ikke modificeres, uden at der er en sundhedsmedarbejder til stede.
- Hvis der opstår smerter, hævelser, sanseforandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal lægen omgående kontaktes.
- Må ikke anvendes over åbne sår.
- Brug ikke denne enhed, hvis den er beskadiget, og/eller emballagen har været åbnet.
- Hvis skinnen anvendes med en låsring, skal patienten sørge for, at skinnen ikke bliver våd.
- Opbevares utilgængeligt for børn under tre år for at undgå utilsigtet indtagelse af små dele.

BEMÆRK: Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af, at der opstår en alvorlig hændelse som følge af anvendelsen af denne enhed.

TILSPÆNDING AF LÅSERINGEN

- Sørg for, at Boa®-rullen er nede og i låst position, før låseringen anvendes.
- Sæt kroget til låseringslåget i åbningen (figur 1 og 2).
- Advarsel:** Hvis Boa®-rullen er i "oppe"-positionen, indkobles låseringen ikke korrekt.
- Brug den lille Boa®-skrutrækkernøgle til at fastgøre låseringen ved at dreje nøglen med uret, indtil låseringen sidder korrekt på Boa®-rullens base (figur 3).
- Forsigtig:** Spænd ikke skruen for meget.

FJERNELSE AF LÅSERINGEN

- Løsn skruen på låseringen ved at dreje skruenøglen mod uret (figur 4).
- Løft låseringen af (figur 5).

For tip til påsætning af de enkelte Exos®-enheder:
Besøg Exos®-leverandørcenteret på:
<http://exosmedical.com/provider/LR eller>
Scan QR-billedet med din smartphone

MÅ KUN BRUGES PÅ EN ENKELT PATIENT. KUN PÅ RECEPT.

BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI
DJO, LLC vil reparere og udskeifte hele eller en del af enheden og dens tilbehør i tilfælde af materiale- eller fabrikationsfejl i en periode på 8 uger fra salgsdatoen.

I det omfang vilkårene i denne garanti er uforlignelige med lokal lovgivning, vil bestemmelserne i den pågældende lovgivning have forrang.

SVENSKA

Läs hela bruksanvisningen innan du använder enheten. Korrekt applicering och underhåll är mycket viktigt för att produkten ska fungera som den ska.

ANVÄNDARPROFIL:
Produkten är avsedd att användas av legitimerade läkare, patienten eller patientens vårdare. Användaren ska kunna läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder i bruksanvisningen.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER
Boa® Låsring är att avsedd att förhindra Boa®-spolen på Exos®-skenor från att lyftas till det olåsta läget, vilket förhindrar att Boa®-spolen kan användas. Denna låsring kan användas på ortoser med plattformen L3 Boa®.

PRESTANDAEGENSKAPER
Ger extra stabilitet åt extremiteten eller kroppsegmentet.

KONTRAINDIKATIONER
Inga.

VARNINGAR och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Denna produkt ska förskrivas och provas ut av sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalen ska bestämma hur ofta och hur länge produkten ska användas.
- Använd inte någon annan enhet än de som anges i denna bruksanvisning.
- Modifiera inte enheten i frånvaro av sjukvårdspersonal.
- Kontakta genast läkare om smärta, svullnad, känsloförändringar eller andra, ovanliga reaktioner uppkommer medan du använder denna produkt.
- Använd inte över öppna sår.
- Använd inte enheten om den uppvisar skador och/eller om förpackningen är bruten.
- Om stödet appliceras med en låsring får inte patienten låta stödet bli blött.
- Förvaras osäkerhetsfritt för barn under tre år för att förhindra oavsiktlig förtäring av smådelar.

OBS! Kontakta tillverkaren och behörig myndighet om en allvarlig händelse inträffar till följd av att denna produkt används.

SÄTTA FAST LÅSRINGEN

- Säkerställ att Boa®-spolen befinner sig i nedåtriktat och låst läge innan du applicerar låsringen.
- För in haken på låsringens hätta i springan. (Figur 1 och 2)
- Varning:** Om Boa®-spolen befinner sig i det övre läget kopplas inte låsringen in ordentligt.
- Använd den lilla Boa®-skruvnyckeln för att sätta fast låsringen genom att vrida nyckeln medurs tills låsringen sitter ordentligt på Boa®-spolens bas. (Figur 3)
- Var försiktig:** Spänn inte åt banden för hårt.

TA BORT LÅSRINGEN

- Lossa på skruen på låsringen genom att vrida på skruvnyckeln moturs. (Figur 4)
- Lyft av låsringen. (Figur 5)

För att få tips om passning av Exos®-enheten:
Besök Exos® leverantörscenter.
<http://exosmedical.com/provider/LR eller>
Skanna QR-bilden med en smarttelefon

ENDAST FÖR ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT. RECEPTBELAG.

BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI
DJO, LLC kommer att reparera och ersätta hela eller delar av enheten och dess tillbehör vid brister i material eller utförande under en period av 8 veckor från försäljningsdagen.

Om garantins villkor är i strid med lokala bestämmelser ska de lokala bestämmelserna gälla.

SUOMI

Koko käyttööhen on luettava ennen laitteen käyttöä. Laitetta on käytettävä ja hoidettava oikein, jotta se toimii asianmukaisesti.

KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET:
Käyttäjän tulee olla valtuutettu terveydenhuoltoalan ammattilainen, potilas tai hänen hoitajansa. Käyttäjän pitää pystyä lukemaan, ymmärtämään ja kyetä fyysisesti noudattamaan käyttöohjeiden kaikkia ohjeita, varoituksia ja huomautuksia.

KÄYTTÖTÄRKOITUS/KÄYTTÖAIHEET
Boa®-Lukitusrenas on tarkoitettu estämään Exos®-tukien Boa®-rullan nouseminen lukitsemattomaan asentoon ja estämään siten Boa®-rullan käyttö. Tätä lukitusrenasta voidaan käyttää L3 Boa®-sovitustarjostelman sisältävissä tuissa.

SUORITUSKYKYMINAISUUDET
Tuote vaukuttaa raajan tai kehonosan.

VASTA-AIHEET
Ei ole.

VAROITUKSET ja VAROTOIMET

- Tämän tuotteen saa määrätä ja asettaa paikalleen vain terveydenhuollon ammattilainen.
- Terveidenhuollon ammattilaisen tulee määrittellä käytön toistuvuustyyti ja kesto.
- Älä käytä tuotetta muulla kuin näissä käyttöohjeissa määritetyillä tavoilla.
- Älä muokkaa tuotetta, ellei paikalla ole terveydenhuollon ammattilaista.
- Jos tätä tuotetta käytettäessä ilmenee kipua, turvotusta, tuntomuutoksia tai muita epätyyväisiä reaktioita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- Älä käytä avoimien haavojen päällä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut jät tai jos pakkaus on avattu.
- Jos tuen kanssa käytetään lukitusrenasta, tukea ei saa päästää kastumaan.
- Pidä poissa alle kolmivuotiaiden lasten ulottuvilta, jotta he eivät niele tahattomasti pieniä osia.

HUOMAUTUS: ota yhteyttä valmistajaan ja toimivaltaiseen viranomaiseen, jos tämän tuotteen käyttö aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

LUKITUSRENKAAN KIINNITTÄMINEN

- Varmista ennen lukitusrenkaan asettamista, että Boa®-rulla on alhaalla ja lukitussa asennossa.
- Aseta lukitusrenkaan pään koukku aukkoon. (Kuvat 1 ja 2)
- Huomio:** Jos Boa®-rulla on yläasennossa, lukitusrenas ei asetu kunnolla paikalleen.
- Kiinnitä lukitusrenas pienellä Boa®-ruuvitaltalla käyttämällä kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes lukitusrenas istuu kokonaan Boa®-rullan alustaan. (Kuva 3)
- Varoitut:** Älä kiristää ruuvia liikaa.

LUKITUSRENKAAN IRROTTAMINEN

- Löysennä lukitusrenkaan ruuvia kääntämällä sitä ruuvitaltalla vastapäivään. (Kuva 4)
- Nosta lukitusrenas ylös. (Kuva 5)

Jos haluat vinkkejä Exos®-laitteen paikalleen asettamisesta:
Käy Exos®-jälleenmyyjäksuksessa verkko-osoitteessa:
<http://exosmedical.com/provider/LR tai>
Skannaa QR-kuvaa älypuhelimellasi

VAIN YHDEN POTILAAN KÄYTTÖÖN. VAIN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ.

RAJOITETTU TUOTETAKUU
DJO, LLC korjaa ja vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet 8 viikon kuluessa myyntipäivästä.

Mikäli tämän takuun ehdot eivät ole yhdenmukaisia paikallismääräysten kanssa, kyseiset paikallismääräysten ehdot ovat voimassa.

URČENO POUZE PRO JEDNOHO PACIENTA. POUZE NA LEKÁRSKÝ PŘEDPIS.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK
Společnost DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého nebo části výrobku a jeho příslušenství z důvodu vad materiálu nebo chybného zpracování po dobu 8 týdnů od data prodeje.

V rozsahu, ve kterém se podmínky této záruky neshodují s místními předpisy, se uplatňují tyto místní předpisy.

ČEŠTINA

Před použitím této zdravotní pomůcky si prostudujte celý návod k použití. Pro řádné fungování této pomůcky je důležité správné používání a údržba.

PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE:
Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licenci, pacient nebo pacientův pečovatel. Uživatel musí být schopen přečíst veškeré pokyny, varování a upozornění v návodu k použití a porozumět jim a musí být fyzicky schopen je dodržovat.

ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE A INDIKACE
Pojistný Krouček Boa® drží civku Boa® na ortézách Exos® na svém místě a zabráňuje jejím zvednutí do odblokované polohy. Pokud by k tomu došlo, civku Boa® by nebylo možné použít. Tento pojistný krouček lze použít na ortézách s platformou L3 Boa®.

POPIS FUNKCE
Poskytuje dodatečnou stabilizaci končetiny nebo části těla.

KONTRAINDIKACE
Žádné.

VAROVÁNÍ a BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Výrobek musí předepsat a nasadit zdravotnický pracovník. Frekvence a délka použití určí zdravotnický pracovník.
- Nepoužívejte prostředek jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
- Neupravujte prostředek bez přítomnosti zdravotnického pracovníka.
- Pokud se během používání tohoto výrobku objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.
- Nepřikládejte na otevřené rány.
- Nepoužívejte prostředek, je-li poškozen a/nebo byl-li jeho obal otevřen.
- Pokud je ortéza nasazena s pojistným kroučkem, nesmí ji pacient namočit.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, aby nedošlo k náhodnému požití malých částí.

POZNÁMKA: Pokud kvůli použití tohoto prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému orgánu.

ZAJIŠŤOVÁNÍ POJISTNÉHO KROUŽKU

- Před nasazením pojistného kroužku se ujistěte, že civka Boa® je v dolní, zablokované pozici.
- Vložte háček pojistného kroužku na krytu do otvoru. (obrázek 1 a 2)
- Varování:** Pojistný kroužek nebude zapojen správně, pokud je civka Boa® v horní pozici.
- Použijte malý šroubovák Boa® k zajištění pojistného kroužku. Otáčejte šroubovákem ve směru hodinových ručiček, dokud pojistný kroužek úplně nenasedne na civku Boa®. (obrázek 3)
- Upozornění:** Šroub příliš neutahujte.

SEJMUTÍ POJISTNÉHO KROUŽKU

- Povolte šroubek na pojistném kroužku. Použijte k tomu šroubovák, kterým budete otáčet proti směru hodinových ručiček. (obrázek 4)
- Zvedněte pojistný kroužek. (obrázek 5)

Rady, jak nastavit jednotlivé zdravotní pomůcky Exos®:
Navštivte webové stránky střediska výrobce zařízení Exos®:
<http://exosmedical.com/provider/LR nebo>
oskenujte obrázek QR chytrým telefonem.

PARA DICAS SOBRE A COLACAÇÃO DE CADA DISPOSITIVO EXOS®:
Visitar o Centro de Fornecedoros Exos® em:
<http://exosmedical.com/provider/LR ou>
Ler a imagem QR com um smartphone

PARA UTILIZAÇÃO NUM ÚNICO PACIENTE. SUJEITO A RECEITA MÉDICA.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO
A DJO, LLC reparará e substituirá toda ou parte da unidade e os seus acessórios em caso de defeitos de material ou de fabrico durante um período de 8 semanas a partir da data da venda.

Caso os termos da presente garantia não estejam em consonância com os regulamentos locais, devem prevalecer as disposições desses regulamentos locais.

PORTUGUÊS

Antes de utilizar este dispositivo, ler o manual de instruções na íntegra. Colocar e cuidar corretamente do dispositivo é vital para que funcione devidamente.

PERFIL DO UTILIZADOR PREVISTO:
O utilizador previsto deverá ser um profissional médico licenciado, o paciente ou o prestador de cuidados do paciente. O utilizador deve conseguir ler, compreender e ser fisicamente capaz de seguir as instruções, advertências e cuidados mencionados nas informações de utilização.

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES
O Anel de Bloqueio Boa® destina-se a impedir que o tambor Boa® das talas Exos® seja levantado para a posição de desbloqueado, inibindo assim o uso do tambor Boa®. Este anel de bloqueio pode ser utilizado em talas com a plataforma L3 Boa®.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Assegurar a estabilização adicional do membro ou segmento do corpo.

CONTRA-INDICAÇÕES
Nenhumas.

ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES

- Este produto deve ser prescrito e aplicado por um profissional de saúde. A frequência e o tempo de utilização devem ser determinados pelo seu profissional de saúde.
- Não utilize o dispositivo de forma diferente da instruída nestas instruções de utilização.
- Não modifique o dispositivo sem a presença de um profissional de saúde.
- Em caso de dor, inchaço, mudanças de sensibilidade ou outras reações anormais durante a utilização deste produto, deve contactar imediatamente o seu médico.
- Não aplique sobre feridas abertas.
- Não utilize o dispositivo se estiver danificado e/ou se a embalagem tiver sido aberta.
- Se a tala for aplicada com um anel de bloqueio, o paciente não pode molhar a tala.
- Mantenha fora do alcance de crianças com menos de três anos de idade para evitar a ingestão acidental das peças pequenas.

NOTA: Contacte o fabricante e a autoridade competente no caso de um incidente grave resultante da utilização deste dispositivo.

FIXAR O ANEL DE BLOQUEIO

- Certificar-se de que o tambor Boa® está na posição para baixo e bloqueada antes de aplicar o anel de bloqueio.
- Insira o gancho da tampa do anel de bloqueio na ranhura. (Figuras 1 e 2)
- Advertência:** Se o tambor Boa® estiver na posição para cima, o anel de bloqueio não irá engatar bem.
- Usar a chave de fendas pequena Boa® para fixar o anel de bloqueio, girando a chave no sentido dos ponteiros do relógio até o anel de bloqueio assentar completamente na base do tambor Boa®. (Figura 3)
- Cuidado:** Não apertar demasiado o parafuso.

RETIRAR O ANEL DE BLOQUEIO

- Desapertar o parafuso do anel de bloqueio girando a chave de fendas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. (Figura 4)
- Levantar o anel de bloqueio. (Figura 5)

Para dicas sobre a colocação de cada dispositivo Exos®:
Visitar o Centro de Fornecedoros Exos® em:
<http://exosmedical.com/provider/LR ou>
Ler a imagem QR com um smartphone

PARA UTILIZAÇÃO NUM ÚNICO PACIENTE. SUJEITO A RECEITA MÉDICA.

GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO
A DJO, LLC reparará e substituirá toda ou parte da unidade e os seus acessórios em caso de defeitos de material ou de fabrico durante um período de 8 semanas a partir da data da venda.

Caso os termos da presente garantia não estejam em consonância com os regulamentos locais, devem prevalecer as disposições desses regulamentos locais.

NORSK

Les hele instruksjonshåndboken før du bruker utstyret. Korrekt påsettelse og pleie er ytterst viktig for at utstyret skal fungere på riktig måte.

TILTENKT BRUKERPROFIL:
Den tiltenkte brukeren skal være autorisert medisinsk fagpersonell, pasienten eller pasientens pleier. Brukeren skal kunne lese, forstå og være fysisk i stand til å utføre anvisningene, advarsler og forholdsreglene i denne bruksanvisningen.

TILSIKTET BRUK / INDIKASJONER
Boa®-låseringen er tiltenkt å forhindre at Boa®-spolen på Exos®-skinnene løftes til opplåst stilling, noe som forhindrer bruken av Boa®-spolen. Denne låseringen kan brukes på skinner med L3 Boa®-plattformen.

YTELTSEKARAKTERISTIKKER
Gir ekstra stabilisering til ekstremiteten eller kroppsdelen.

KONTRAINDIKASJONER
Ingen.

ADVARSLER og FORHOLDSREGLER

- Dette produktet må foreskrives og tilpasses av helsepersonell. Frekvensen og bruksvarigheten skal bestemmes av helsepersonell.
- Bruk ikke enheten på annen måte enn det som er instruert i denne bruksanvisningen.
- Enheten må ikke endres uten at helsepersonell er til stede.
- Dersom det oppstår smerte, hevelse, endringer i følsomhet eller andre uvanlige reaksjoner ved bruk av dette produktet, må du kontakte legen din umiddelbart.
- Må ikke brukes over åpne sår.
- Bruk ikke enheten hvis den er skadet og/eller emballasjen er åpnet.
- Hvis skinnen er påsatt med en låsring, må pasienten passe på at skinnen ikke blir våt.
- Oppbevares utilgjengelig for barn under tre år for å unngå utilsiktet svelging av de små delene.

MERKNAD: Kontakt produsenten og relevant myndighet ved alvorlige hendelser som forekommer på grunn av bruk av denne enheten.

FESTE LÅSERINGEN

- Sørg for at Boa®-spolen er i låst posisjon (ned) før du setter på låseringen.
- Før kroken til låseringsdekslet inn i åpningen. (Figur 1 og 2)
- Advarsel:** Hvis Boa®-spolen er i opp-stillingen, vil ikke låseringen festes skikkelig.
- Bruk den lille Boa®-skrutrækkernøkkelen til å feste låseringen ved å dreie nøkkelen med urviseren inntil låseringen settes helt på plass på basen til Boa®-spolen. (Figur 3)
- Forsiktig:** Ikke stramt skruen for mye.

FJERN LÅSERINGEN

- Løsne skruen på låseringen ved å dreie skrutrækkernøkkelen mot urviseren. (Figur 4)
- Løft av låseringen. (Figur 5)

For tips til påsetting av Exos®-utstyr:
Gå til Exos® Provider Center:
<http://exosmedical.com/provider/LR eller>
Skann QR-bildet med smarttelefonen din

KUN TIL BRUK PÅ ÉN PASIENT. RESEPTBELAGT.

BEGRENSET PRODUKTGARANTI
DJO, LLC vil reparere og erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør ved eventuelle defekter i materialer eller utførelse i en periode på 8 uker fra salgsdato.

I den grad vilkårene i denne garantien er i strid med lokale forskrifter, vil bestemmelsene i slike lokale forskrifter gjelde.

简体中文

使用本器械之前，请阅读整本说明手册。正确应用和维护对于此器械发挥正常功能十分重要。

预期用户说明：
预期用户应为持证专业医护人员、患者或患者的照护者。用户应能够阅读、理解并在身体上有能力执行使用信息中提供的指示、警告和注意事项。

预期用途/适应症
Boa® 扣环用于防止 Exos® 护具上的 Boa® 卷盘被提到打开位置，从而阻止使用 Boa® 卷盘。该扣环可与 L3 Boa® 平台一起在护具上使用。

性能特点
加强固定肢体或身体部位。

禁忌
无。

警告和注意事项

- 本品应凭医务人员处方购买，并由医务人员调试。使用频率和持续时间应由您的医务人员确定。
- 不要违反本 IFU 的说明使用器械。
- 不要在医务人员不在场的情况下改装器械。
- 如果在使用本产品过程中出现疼痛、肿胀、感觉异常或其他异常反应，请立即联系您的医生。
- 切勿在开放性伤口上使用。
- 如果器械已损坏且/或包装已打开，切勿使用。
- 如果护具使用扣环，则患者应保持护具干燥。
- 将本品保存在远离 3 岁以下儿童的场所，以免儿童意外摄入小部件。

注释：对于因使用此器械而出现的严重事故，请联系制造商和主管部门。

固定扣环

- 使用扣环前，确保 Boa® 卷盘处于向下的锁定位置。
- 将扣环盖上的推扣插入扣环内。 (图 1 和图 2)
- 警告：**如果 Boa® 卷盘位于向上位置，则扣环未扣好。
- 使用 Boa® 小螺丝起子顺时针旋转推销，直到扣环完全位于 Boa® 卷盘底座上，以固定扣环。 (图 3)
- 注意：**请不要将螺丝拧得过紧。

取下扣环

- 逆时针旋转推销起子，松开扣环上的螺丝。 (图 4)
- 提起扣环。 (图 5)

有关 Exos® 器械的佩戴技巧：
请访问 Exos® 供应商中心的以下网址：
<http://exosmedical.com/provider/LR 或>
使用您的智能手机扫描二维码图像

仅供一名患者使用。 凭处方销售。

有限产品保修
自购买之日起 8 周内，如果出现材料或工艺方面的缺陷，DJO, LLC 将全部或部分地维修和更换设备及其附件。

这项保修的条款会在某种程度上与方法不一致，这时采用方法规定的规定。

日本語

本製品を使用する前に必ず取扱説明書全体をお読みください。製品を適切に機能させるためには、正しい装着、適切な取り扱いが必要となります。

対象ユーザープロフィール：
対象ユーザーは、許認可を受けた医療従事者、患者、患者の看護人として。ユーザーは、取扱方法に記載の指示、警告および注意事項をすべて読み、理解した上で身体的に実行できる必要があります。

用途/適応
Boa® 固定リングは、Exos® ブレースの Boa® リーラーが固定されていない位置から上がることを防ぎ、Boa® リーラーの使用を抑制します。この固定リングは、L3 Boa® プラットフォームのブレースに使用することができます。

性能特性
手足または体の一部をさらに安定させます。

禁忌事項
なし。

警告および注意

- この製品は、医療専門家によって処方され、装着されるものです。使用の頻度および期間は処方する医療専門家が決定してください。
- この使用説明書に記載されている以外の方法で装置を使用しないでください。
- 医療専門家の監督がないところで装置を改造しないでください。
- 本製品の使用中に疼痛、腫れ、感覚の変化、または他の異常反応を感じた場合は、直ちに医師に連絡してください。
- 開放創には使用しないでください。
- 破損していたり、パッケージが開いている場合は、本装置を使用しないでください。
- ブレースを固定リングで装着している場合、ブレースを濡らさないでください。
- 小さな部品を誤飲しないように、3歳未満の子どもの手の届かないところに保管してください。
- 注記：**本装置の使用によって重大なインシデントが発生した場合は、メーカーおよび所轄官庁に連絡してください。

固定リングの取り付け

- 固定リングを取り付ける前に、Boa® リーラーが下向きに固定した状態であることを確認してください。
- 固定リングキャップのフックをスロットに差し込みます。 (図1、2)
- 警告：** Boa® リーラーが上を向いた状態の場合、固定リングは適切にはまりません。
- 小型Boa® ドライバーキーを使用し、固定リングが Boa® リーラーの土台に完全に固定されるまでキーを時計回りに回し、固定リングを取り付けます。 (図3)
- 注意：**ねじを締めすぎないでください。

固定リングの取り外し
DJO, LLC は、材料や工程の不具合に対しては、購入日から8週間に限ってリユニットおよび付属品のすべてまたは一部を修理、交換します。

本保証が現地規制と矛盾する範囲については、当該現地規制の規定が適用されます。

1人の患者にのみ使用してください。 医家用