

| DANSK | SVENSKA | SUOMI | ČEŠTINA | PORTUGUÊS | NORSK | 简体中文 | 日本語 |
|--|---|---|---|--|--|---|--|
| <p>Læs hele betjeningsvejledningen, før Sheet Materials tages i brug. Korrekt anvendelse og pleje er vigtigt for, at enheden kan fungere korrekt.</p> <p>TILSIGTET BRUG / INDIKATIONER Specialfremstillet til musculoskeletal stabilisering.</p> <p>KONTRAINDIKATIONER Patienter med kendte allergier over for skum, klæbemidler, der er baseret på opløsningsmidler, eller plastikprodukter.</p> <p>⚠ADVARSLER og FORHOLDSREGLER <ul style="list-style-type: none">Skinnen skal fremstilles og påsættes af en kvalificeret sundhedsmedarbejder. Varm ikke arkmaterialet eller den specialfremstillede skinne på huden. Kontroller, at den specialfremstillede skinne ikke er for varm, før den anvendes. Opvarm ikke Exos™-arkmaterialer eller specialfremstillede skinner til mere end 100 °C.</p> <p>OPVARMNING OG ANVENDELSE <ul style="list-style-type: none">Skær arkmaterialet til den omtrentlige form og størrelse. Korrekt opvarmningstemperatur er 93 °C. Nedenstående er omtrentlige opvarmningstider for Exos-arkmaterialer: <p>1,0 mm, delnummer 800-40-1111 - 3 minutter 1,3 mm, delnummer 800-50-1111 - 4 minutter 1,6 mm, delnummer 800-65-1111 - 5 minutter 1,9 mm, delnummer 800-75-1111 - 6 minutter</p> <ul style="list-style-type: none">Arkmaterialet bør ikke være for varmt, så det er svært at håndtere. Beskræ arkmaterialet, mens det er varmt, for at give det den endelige form og størrelse. Opvarm igen. Sørg for, at skinnen er helt tør, før den anvendes. Sæt skinnen på patienten. Form til den ønskede position.</p> <p>ANVENDT MATERIALE Yderskal: EVA-skum, spandex, nylon, terpolymer, polyester. Antimikrobiel behandling.</p> <p>BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI Exos™ dækker defekter i fremstilling og materialer i op til 8 uger fra datoen, produktet udleveres. Skader forårsaget af normal slitage, misbrug eller ændringer er ikke omfattet af garantien.</p> | <p>Läs hela bruksanvisningen innan du använder Sheet Materials. Korrekt applicering och underhåll är mycket viktigt för att produkten ska fungera som den ska.</p> <p>AVSEDD ANVÄNDNING / INDIKATIONER Specialtillverkning för muskuloskeletal stabilisering.</p> <p>KONTRAINDIKATIONER Patienter med kända allergier mot skum, lösningsmedelsbaserade häftmedel eller plastprodukter.</p> <p>⚠VARNINGAR och FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER <ul style="list-style-type: none">Skenan ska tillverkas sättas fast av kvalificerad sjukvårdspersonal. Hetta inte upp arkmaterialet eller specialskenan på kroppen. Kontrollera så att specialskenan inte är för varm före applicering. Hetta inte upp Exos™ arkmaterialet till mer än 100 °C.</p> <p>VÄRMA OCH APPLICERA <ul style="list-style-type: none">Klipp till arkmaterialet till ungefärlig form och storlek. Rätt upphettningstemperatur är 93 °C. Nedan följer ungefärliga upphettningstider för Exos arkmaterialet: <p>1,0 mm, Artikelnr. 800-40-1111 - 3 minuter 1,3 mm, Artikelnr. 800-50-1111 - 4 minuter 1,6 mm, Artikelnr. 800-65-1111 - 5 minuter 1,9 mm, Artikelnr. 800-75-1111 - 6 minuter</p> <ul style="list-style-type: none">Arkmaterialet ska inte vara för varmt för att kunna hantera på ett bekvämt sätt. Ge arkmaterialet slutlig form och storlek medan det är varmt. Hetta upp igen. Kontrollera att huden är helt torr innan applicering. Sätt fast skenan på patienten. Forma skenan till önskad position.</p> <p>ANVÄNDA MATERIAL Hölje: EVA-skum, spandex, nylon, terpolymer, polyester Antimikrobiell behandling</p> <p>BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI Exos™ täcker defekter i arbete och material upp till 8 veckor från datumet då den här produktens blev tillgänglig. Skador orsakade av normalt slitage, oaksamhet eller modifiering täcks inte.</p> | <p>Lue koko käyttöopas, ennen kuin alat käyttää Sheet Materials. Laitetta on käytettävä ja hoidettava oikein, jotta se toimii asianmukaisesti.</p> <p>KÄYTTÖTARKOITUS / INDIKAATIOT Muotoon leikkaaminen luuston ja lihaston vakauttamiseksi.</p> <p>VASTA-AIHEET Potilaat, joiden tiedetään olevan allergisia vaahdoille, luotinpohjaisille liima-aineille tai muovituotteille.</p> <p>⚠VAROITUKSET ja VAROTOIMET <ul style="list-style-type: none">Tuen saa muodostaa ja asettaa vain pätevä terveydenhoidon ammattilainen. Levymateriaalia tai muotoon leikattua tukea ei saa lämmitää, kun se on paikallaan. Varmista ennen muotoon leikatun tuen asettamista, ettei se ole liian kuuma. Exos™-levymateriaalia tai muotoon leikattua tukea ei saa lämmitää yli 100 °C:seen.</p> <p>KUUMENTAMINEN JA ASETTAMINEN <ul style="list-style-type: none">Leikkaa levymateriaali likimääräisesti halutunmuotoiseksi ja -kokoiseksi. Sopiva kuunnennuslämpötila on 93 °C. Seuraavat ovat Exos-levymateriaalien likimääräiset kuunnennusajat: <p>1,0 mm, osanumero 800-40-1111: 3 minuuttia 1,3 mm, osanumero 800-50-1111 – 4 minuuttia 1,6 mm, osanumero 800-65-1111: 5 minuuttia 1,9 mm, osanumero 800-75-1111: 6 minuuttia</p> <ul style="list-style-type: none">Levymateriaali ei saa olla liian kuuma, jotta sitä voi käsitellä mukavasti. Kun levymateriaali on lämmitä, leikkaa se lopulliseen muotoon ja kokoon. Kuumenna sitä uudelleen. Znovu jej zahřejte. Varmista ennen tuen asettamista, että potilaan iho on täysin kuiva. Sovita tuki potilaalle. Muotoile tuki haluttunlaiseksi.</p> <p>KÄYTETYT MAATERIAALIT Ulkokuori: EVA-vaahтомуuvi, spandex, nylon, terpolymeeri, polyesteri, antrimikrobiinen käsittely</p> <p>RAJOITETTU TUOTETAKUU Exos™ myöntää valmistus- ja materiaalivikoja koskevan takuun 8 viikon ajaksi tämän tuotteen lähetyspäivämäärästä lähtien. Takuu ei kata normaalin kulumisen, väärinkäytön tai muutosten aiheuttamia vaurioita.</p> | <p>Před použitím krycího materiálu (Sheet Materials) si prostudujte celý návod k použití. Pro řádné fungování této pomůcky je důležité správné používání a údržba.</p> <p>ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE Pomůcka určená ke stabilizaci pohybového aparátu zhotovená na míru.</p> <p>KONTRAINDIKACE Pacienti se známými alergiemi na pěny, adheziva na bázi rozpouštědel nebo plastové výrobky.</p> <p>⚠VAROVÁNÍ a BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ <ul style="list-style-type: none">Ortézou musí vyrobit a nasadit kvalifikovaný zdravotník. Nezahřívajte krycí materiál nebo ortézu zhotovenou na míru na těle. Před nasazením zkontrolujte, zda ortéza zhotovená na míru není příliš horká. Nezahřívajte krycí materiálý nebo ortézy Exos™ zhotovené na míru na teplotu vyšší než 100 °C.</p> <p>ZAHŘÁTÍ A NASAZENÍ <ul style="list-style-type: none">Ustříhňte krycí materiál. Zvolte přiměřenou velikost a tvar. Správná teplota zahřátí je 93 °C. Přiměřené teploty pro krycí materiály Exos jsou uvedeny níže: <p>1,0 mm, Část č. 800-40-1111 – 3 minuty 1,3 mm, Část č. 800-50-1111 – 4 minuty 1,6 mm, Část č. 800-65-1111 – 5 minut 1,9 mm, Část č. 800-75-1111 – 6 minut</p> <ul style="list-style-type: none">Krycí materiál nesmí být příliš horký, aby se s ním dalo pohodlně pracovat. Ustříhňte krycí materiál, dokud je teplý. Zvolte přiměřenou velikost a tvar. Znovu jej zahřejte. Před nasazením se ujistěte, že je pokožka úplně suchá. Nasadte ortézu pacientovi. Vytvarujte materiál do požadované polohy.</p> <p>POUŽITÝ MATERIÁL Pouzdro: pěna EVA, spandex, nylon, terpolymer, polyester Antimikrobiální léčba</p> <p>OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK Společnost Exos™ poskytuje záruku na vady výroby a materiálu po dobu 8 týdnů od data vydání výrobku. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené běžným opotěbením, nevhodným použitím nebo úpravou produktu.</p> | <p>Antes de utilizar as Folhas Termoformáveis (Sheet Materials), ler o manual de instruções na íntegra. Colocar e cuidar corretamente do dispositivo é vital para que funcione devidamente.</p> <p>UTILIZAÇÃO PREVISTA / INDICAÇÕES Fabricação personalizada para a estabilização musculoesquelética.</p> <p>CONTRA-INDICAÇÕES Doentes com alergias conhecidas a espumas, adesivos à base de solvente ou produtos de plástico.</p> <p>⚠ADVERTÊNCIAS e PRECAUÇÕES <ul style="list-style-type: none">A tala deve ser fabricada e aplicada por um profissional de saúde qualificado. Não aquecer o material em película ou tala personalizada no corpo. Verificar se a tala personalizada não está muito quente antes da aplicação. Não aquecer o material em película ou tala personalizada Exos™ a mais do que 100°C.</p> <p>AQUECIMENTO E COLOCAÇÃO <ul style="list-style-type: none">Corte o material em película para um formato e dimensão aproximados. A temperatura de aquecimento correcta é de 93°C. Abaixo encontram-se os tempos de aquecimento aproximados para os materiais em película Exos: <p>1,0 mm, Peça n.º 800-40-1111 - 3 minutos 1,3 mm, Peça n.º 800-50-1111 - 4 minutos 1,6 mm, Peça n.º 800-65-1111 - 5 minutos 1,9 mm, Peça n.º 800-75-1111 - 6 minutos</p> <ul style="list-style-type: none">O material em película não deve estar tão quente que não possa ser manuseado confortavelmente. Enquanto morno, aparar o material em película para o formato e dimensão finais. Voltar a aquecer. Certificar-se de que a pele está completamente seca antes da colocação. Colocar a tala no doente. Moldar à posição desejada.</p> <p>MATERIAL UTILIZADO Revestimento: espuma EVA, spandex, nylon, terpolímero, poliéster Tratamento antimicrobiano</p> <p>GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO A Exos™ cobre todos os defeitos de mão-de-obra e material até 8 semanas a partir da data em que este produto é entregue. Os danos causados pelo desgaste normal, abuso ou alterações não são abrangidos.</p> | <p>Les hele instruksjonshåndboken før du bruker Sheet Materials. Korrekt påsettelse og pleie er ytterst viktig for at utstyret skal fungere på riktig måte.</p> <p>TILTENKT BRUK / INDIKASJONER Tilpasset fremstilling for stabilisering av muskel/skjelett.</p> <p>KONTRAINDIKASJONER Pasienter med kjente allergier mot skum, løsemiddelbaserte klebemidler eller plastprodukter.</p> <p>⚠ADVARSLER og FORHOLDSREGLER <ul style="list-style-type: none">Skinnen må fremstilles og settes på av kvalifisert helsepersonale. Ikke varm opp bladmateriale eller tilpassede skinner på kroppen. Kontroller at den tilpassede skinne ikke er for varm før den settes på. Ikke varm opp Exos™-bladmateriale eller den tilpassede skinnen til mer enn 100 °C.</p> <p>OPPVARMING OG PÅSETTELSE <ul style="list-style-type: none">Skjær bladmateriale til omtrentlig form og størrelse. Korrekt oppvarmingstemperatur er 93 °C. Nedenfor ser du omtrentlige oppvarmingstider for Exos-bladmaterialer: <p>1,0 mm, Del # 800-40-1111 - 3 minutter 1,3 mm, Del # 800-50-1111 - 4 minutter 1,6 mm, Del # 800-65-1111 - 5 minutter 1,9 mm, Del # 800-75-1111 - 6 minutter</p> <ul style="list-style-type: none">Bladmateriale må ikke være så varmt at det er ubehagelig å håndtere det. Skjær bladmateriale til omtrentlig form og størrelse mens det er varmt. Varm opp på nytt. Pass på at huden er helt tørr før påføring. Sett skinnen på pasienten. Form til den passer ønsket plassering.</p> <p>MATERIALER BRUKT Skall: EVA-skum (etyl-vinyl-acetat), spandex, nylon, terpolymer, polyester Antimikrobielt middel</p> <p>BEGRENSET PRODUKTGARANTI Exos™ dækker defekter i utførelse og materialer opp til 8 uker fra datoen produktet ble levert. Skader forårsaket av normal bruk og slitasje, feil bruk eller endringer, dekkes ikke.</p> | <p>热成型片材 使用前，请阅读整本说明手册。正确的应用和维护对于此器械发挥正常功能十分重要。</p> <p>用途/适应症 用于固定肌骨骼的定制织物。</p> <p>禁忌症 已知对泡沫、溶剂型粘合剂或塑料产品有过敏反应的患者。</p> <p>⚠警告和注意事项 <ul style="list-style-type: none">护具应由合格的医务人员制作和佩戴。 不要将面料或定制护具套在患者身上加热。 使用前检查确保定制护具不会太热。 不要将 Exos™ 面料或定制护具加热到 100°C 以上。</p> <p>加热和使用 <ul style="list-style-type: none">将面料裁剪为近似的形状和尺寸。 适当的加热温度为 93°C。 以下为 Exos 面料的大致加热时间： <p>1.0 mm, 部件号 800-40-1111 - 3 分钟 1.3 mm, 部件号 800-50-1111 - 4 分钟 1.6 mm, 部件号 800-65-1111 - 5 分钟 1.9 mm, 部件号 800-75-1111 - 6 分钟</p> <ul style="list-style-type: none">面料不应过热，以操作时舒适为宜。 加热时将面料修剪为最终的形状和尺寸。 再次加热。 使用前确保皮肤完全干燥。 将护具套在患者手上。 调整到适当的位置。</p> <p>所用材料 外壳：EVA 泡沫、氨纶、尼龙、三聚物、涤纶 抗菌处理</p> <p>有限产品保修 Exos™ 产品自发货之日起 8 周内对材料和工艺缺陷提供保修。因正常磨损、误用或改动造成的损坏均不在保修范围内。</p> | <p>本製品を使用する前に必ず取扱説明書全体をお読みください。製品を適切に機能させるためには、正しい装着、適切な取り扱いが必要となります。</p> <p>用途／適応 筋骨格固定用にカスタマイズして組み立てられます。</p> <p>禁忌 発泡体、溶剤型接着剤、プラスチック製品にアレルギーのある患者。</p> <p>⚠警告および注意 <ul style="list-style-type: none">ブレースの組立て、装着は、必ず資格のある医療従事者が行ってください。 体に装着したシート材またはカスタマイズしたブレースを加熱しないでください。 装着前にカスタマイズしたブレースが熱すぎないか確認してください。 Exos™製シート材またはカスタマイズしたブレースを100°Cより高い温度に加熱しないでください。</p> <p>加熱と装着 <ul style="list-style-type: none">適切な形状、サイズにシート材を裁断してください。 適切な加熱温度は、93°Cです。 Exosシート材の概算の過熱時間は以下の通りです。 <p>1.0 mm：部品番号 800-40-1111 - 3分 1.3 mm：部品番号 800-50-1111 - 4分 1.6 mm：部品番号 800-65-1111 - 5分 1.9 mm：部品番号 800-75-1111 - 6分</p> <ul style="list-style-type: none">困難なく取り扱えるよう、シート材を加熱しすぎないでください。 温かいうちに、最終的な形状、サイズにシート材を裁断してください。 再度加熱します。 装着前に皮膚が完全に乾いていることを確認します。 患者にブレースを装着します。 ご希望の位置に成形します。</p> <p>制限付き保証 Exos™ は、販売日から8週間、仕上がりまたは材質の欠陥を保証します。通常の磨耗、破れ、誤用、改造による製品損傷は保証対象外となります。</p> |