



# APPLICATION INFORMATION / INSTRUCCIÓN DE APLICACIÓN PARA EL PACIENTE




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4A




Figure 4B




Figure 5

## ENGLISH

For first time application, loosen all straps and remove liner from boot.

1. Removable foam ankle pads are provided for patient comfort (Figure 1).
2. Place foot in liner and secure with contact closure. Make sure the heel fits snugly into the posterior portion of the liner. Secure the forefoot flap on the liner first followed by the lower leg portion. Make sure liner fits snug top to bottom (Figure 2).
3. Spread the uprights using both hands and step into boot, aligning uprights with midline of the ankle. Remove protective sheaths on uprights and secure liner. The uprights may be bent to accommodate any leg contour (Figure 3).
4. Secure all bootstraps, starting at the toes and working up the leg (Figure 4A).

**Note:** All straps are removeable and replaceable. The two straps at the ankle joint may be adapted to accommodate individual patient needs.

**Ankle Cross Strap:** If Cross Strapping is desired, feed Strap 3 through opposing forefoot d-ring. Cross Strap 2 over Strap 3, feed through d-ring on opposing upright and secure (Figure 4B).

5. The Achilles (Heel strap) should be snug but not too tight. It may also be removed (Figure 5).
6. For removal of walker, unfasten all straps and undo contact closure on liner.
7. For reapplication of walker, follow steps 2, and 4.

## WARRANTY:

DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

**NOTICE:** WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

## ESPAÑOL

En el primer uso, afloje las correas y retire el forro de la bota.

1. Para comodidad del paciente, se proporcionan almohadillas de espuma para el tobillo (Figura 1).
2. Coloque el pie en el forro y ajuste con el cierre de contacto. Asegúrese de que el talón quede bien ajustado en la parte posterior del forro. Afiance primeramente la parte del empeine en el revestimiento, seguida por la de la parte inferior de la pierna. Asegúrese de que el revestimiento encaje de manera ceñida de arriba hacia abajo (Figura 2).
3. Separe los tirantes con ambas manos y calcese la bota, haciendo que las barras de los tirantes se alineen con la línea media del tobillo. Quite las fundas protectoras de los tirantes y afiance el revestimiento. Las barras pueden doblarse para adaptarse a cualquier contorno de la pierna (Figura 3).
4. Afiance todas las otras correas de la bota, principiando en los dedos de los pies y avanzando pierna arriba (Figura 4A).

**Nota:** Todas las correas se pueden sacar y reemplazar. Las dos correas en el tobillo pueden adaptarse para satisfacer las necesidades de cada paciente individual.

- Correa cruzada para el tobillo:** Si se necesita, colocar las correas cruzadas, pase la correa 3 a través del aro en D opuesto del antepié. Cruce la correa 2 sobre la correa 3, hágala pasar a través del anillo en forma de D en la barra opuesta y ajústela (Figura 4B).
5. La correa del tendón de Aquiles (correa del talón) debe quedar bien ceñida pero no demasiado apretada. También se pueden extraer (Figura 5)
  6. Para sacar la bota, desabroche todas las correas y abra el cierre de contacto del revestimiento.
  7. Para volver a colocar la bota, siga los pasos 2 y 4.

## GARANTÍA:

DJO, LLC reparará o sustituirá toda o parte de la unidad y sus accesorios por defectos de material o mano de obra durante los seis meses siguientes a la fecha de venta. Si los términos de esta garantía son incompatibles con la normativa local, se aplicarán las disposiciones de la normativa local.

**AVISO:** SI BIEN SE HAN REALIZADO TODOS LOS ESFUERZOS EN TÉCNICAS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA PARA OBTENER LA MÁXIMA COMPATIBILIDAD DE FUNCIÓN, FUERZA, DURABILIDAD Y CONFORT, NO HAY GARANTÍA DE QUE SE PREVENDRÁN LESIONES MEDIANTE EL USO DE ESTE PRODUCTO.



DJO, LLC

T 800.336.6569 | D 760.727.1280 | F 800.936.6569 | 5919 Sea Otter Place, Suite 200 | Carlsbad, CA 92010-6750 | U.S.A.

DJOglobal.com

COPYRIGHT © DJO, LLC 2021

MKTIS00-11470 Rev A

**Individual results may vary.** Neither DJO LLC, nor any of its subsidiaries dispense medical advice. The contents of this document do not constitute medical, legal, or any other type of professional advice. Rather, please consult your healthcare professional for information on the courses of treatment, if any, which may be appropriate for you.

**Los resultados individuales pueden variar.** Ni DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias brindan asesoramiento médico. El contenido de esta hoja no constituye un consejo médico, legal o de cualquier otro tipo. En su lugar, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si los hay, que pueden ser apropiados para usted.