



DONJOY®

Reddie® Brace

- EN**-Compression, stabilisation and support for knee sprains, mild ligament and/or meniscus injuries, mild arthritic pain
- FR**-Compression, stabilisation et maintien pour entorses du genou, lésions ligamentaires et/ou méniscales modérées, douleurs arthrosiques légères
- ES**-Compresión, estabilización y soporte para esguinces de rodilla, lesiones moderadas de ligamentos y/o meniscos, dolor moderado por artritis
- IT**-Compresione, stabilizzazione e sostegno per distorsioni del ginocchio, lesioni dei legamenti e/o menischi di lieve entità, lievi dolori da artrite
- DE**-Kompression, Stabilisierung und Unterstützung bei Knieverrenkungen, leichten Bänder- und/oder Meniskusverletzungen, leichten Arthritisschmerzen
- NL**-Compresie, stabilisatie en ondersteuning voor knieverstukingen, lichte letsels van ligamenten en/of menisci, lichte tot matige pijn door artritis

**Bilateral aluminum hinges for additional knee support**

- Articulations en aluminium bilatérales pour un support accru
- Articulaciones de aluminio bilaterales para un mayor soporte en la rodilla
- Aste articolate bilaterali in alluminio per un supporto aggiuntivo del ginocchio
- Beidseitige Aluminiumgelenke zur zusätzlichen Unterstützung des Knies
- Dubbele aluminiumscharnieren voor extra ondersteuning van de knie

**Encased hinges for use in contact sports**

- Articulations enveloppées pour un usage en sports de contact
- Articulaciones encapsuladas para deportes de contacto
- Aste articolate rivestite per l'impiego negli sport di contatto
- Ummantelte Gelenke zum Einsatz bei Kontaktsportarten
- Omhulde scharnieren voor gebruik bij contactporten

**Neoprene for warmth & compression**

- Neoprène pour plus de chaleur et de compression
- Neopreno para brindar calor y compresión
- Neoprene per maggiore calore e compressione
- Neopren für Wärme und Kompression
- Neopreen voor warmte en compressie

**Wraparound design eases application**

- Design enveloppant pour faciliter l'application
- Diseño de manga abierta para una aplicación sencilla
- Versione aperta per una facile applicazione
- Kompletzt zu öffnen, erleichtert das Anlegen
- Wrapversie voor gemakkelijke toepassing



DONJOY®

Reddie® Brace

- EN**-Hinged knee brace
- FR**-Attelle de genou articulée
- ES**-Rodillera articulada de neopreno
- IT**-Ginocchiera con aste articolate
- DE**-Knieorthese mit Gelenken
- NL**-Kniebrace met scharnier

| Size | Größe      | Taille            | Talla | Taglia | Maat |
|------|------------|-------------------|-------|--------|------|
| XS   | 34 - 39 cm | 13 1/2" - 15 1/2" |       |        |      |
| S    | 39 - 46 cm | 15 1/2" - 18"     |       |        |      |
| M    | 46 - 52 cm | 18" - 20 1/2"     |       |        |      |
| L    | 52 - 58 cm | 20 1/2" - 23"     |       |        |      |
| XL   | 58 - 65 cm | 23" - 25 1/2"     |       |        |      |
| XXL  | 65 - 71 cm | 25 1/2" - 28"     |       |        |      |
| XXXL | 71 - 78 cm | 28" - 30 1/2"     |       |        |      |

**Contains one support**

- Contient une orthèse
- Contiene un soporte
- Contiene un tutore
- Enthält eine Orthese
- Bevat één brace

**Fits left or right**

- Modèle bilatéral
- Ambidiestra
- Ambidestro
- Passt links oder rechts
- Past links en rechts



DONJOY  
Dimns. 4.125" X 3" X 13"

14 27/32