

**DONJOY®**

## Surround® Ankle

- EN**-Compression, support and stabilization for sprains, strains and other ankle injuries
- FR**-Compression, support et stabilisation pour entorses, luxations et autres lésions de la cheville
- ES**-Compresión, soporte y estabilización para esguinces, torceduras y otras lesiones de tobillo
- IT**-Compressione, supporto e stabilizzazione nei casi di distorsione o trauma alla caviglia
- DE**-Kompression, Unterstützung und Stabilisation bei Sprunggelenksdistorsionen und anderen Sprunggelenksverletzungen
- NL**-Compressie, steun en stabilisatie na verstuikingen, verrekkingen en andere enkelletsels

### Unique microsphere liner for uniform compression

- Coussinets en microsphères pour une compression uniforme
- Almohadillas de microesferas generan una compresión uniforme
- Cuscinetti interni con microsfere per compressione uniforme
- Einzigartige Mikrosphär-Pads für gleichmäßige Kompression
- Unieke, microsfere voering voor gelijkmatig verdeelde druk

### Microsphere emulsion provides customized fit

- L'émulsion en microsphères assure un ajustement optimal
- Emulsion de microesferas provee de una adaptación personalizada
- Le microsfere si adattano all'anatomia
- Mikrosphär-Emulsion bietet individuelle Passform
- Microsfere emulsie voorziet een perfecte pasvorm

### Semi-rigid shells help minimize ankle rotation

- Les coques semi-rigides minimisent la rotation de la cheville
- Las valvas semirrigidas ayudan a minimizar la rotación de tobillo
- Le valve semi-rigide aiutano a ridurre la rotazione della caviglia
- Halbstarre Schalen minimieren die Sprunggelenkrotation
- Semi-rigide schelpen minimaliseren enkelrotatie

### Comfortable in athletic or street shoes

- Confortable dans une chaussure de sport ou de ville
- Confortable en zapato deportivo o cotidiano
- Confortevoli con scarpe sportive o normali calzature
- Optimal in Sport- oder Straßenschuhen zu tragen
- Past comfortabel in sport- en vrijetijdsschoenen



DJO, LLC  
1430 Decision Street  
Vista, CA 92081-8553  
USA

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30975 Hannover  
Germany

**DONJOY®**

## Surround® Ankle

- EN**-Ankle stirrup with microsphere liners
- FR**-Attelle de cheville avec coussinets en microsphères
- ES**-Estabilizador de tobillo con almohadillas de microesferas
- IT**-Tutore per caviglia con cuscinetti interni con microsfere
- DE**-Sprunggelenkorthese mit Mikrosphär-Pads
- NL**-Enkelbandage met microsfere voering

Size	Talla	Height	Altezza
Größe	Taglia	Hauteur	Höhe
Taille	Maat	Altura	Hoogte
<b>Pediatric</b>		15 cm	6"
<b>Athletic</b>		22.5 cm	9"
<b>Standard</b>		25 cm	10"

### Fits left or right

Modèle bilatéral  
Ambidestro  
Ambidestro  
Passt links oder rechts  
Past links en rechts

### Contains one support

Contient une attelle  
Contiene una ortesi  
Contiene un tutore  
Enthält eine Orthese  
Bevat één brace

**DONJOY®**

## Surround® Ankle



**DJO**

**DONJOY®**  
Surround® Ankle

DONJOY  
Dimns. 4.125" X 3" X 13"