



**DONJOY** ComfortFORM™  
Wrist

- EN**-Stabilization for sprains, strains, Carpal Tunnel Syndrome
- FR**-Stabilisation en cas d'entorses, de lésions articulaires, de syndrome du canal carpien
- SP**-Estabilización para esguinces, distensiones y síndrome del túnel carpiano
- IT**-Stabilizzazione per distorsioni, sovraccarico, sindrome del tunnel carpale
- DE**-Stabilisierung für Verstauchungen, Zerrungen, Karpaltunnelsyndrom
- NL**-Stabilisatie bij verrekking, carpaaltunnelsyndroom

**Malleable aluminum stay to control wrist flexion**

- Écisse modelable en aluminium pour contrôler la flexion du poignet
- Férula de aluminio moldeable para controlar la flexión de la muñeca
- Stecca in alluminio malleabile per il controllo della flessione del polso
- Biegsame Aluminiumstrebe zur Kontrolle der Handgelenkbeugung
- Vervormbare spalk van aluminium beperkt polsflexie

**Adjustable straps for easy application**

- Sangles réglables pour une mise en place facile
- Cinchas ajustables para una aplicación más sencilla
- Cinghie regolabili per una facile applicazione
- Anpassungsfähige Gurte zur einfachen Anwendung
- Gemakkelijk aan te brengen met verstelbare bandjes

**Durable, lightweight material**

- Textile résistant et léger
- Tejido liviano y duradero
- Tessuto leggero e durevole
- Widerstandsfähiges, leichtes Material
- Duurzaam, lichtgewicht materiaal



**DONJOY**

ComfortFORM™  
Wrist

- EN**-Wrist brace
- FR**-Attelle de poignet
- SP**-Ortesis de muñeca
- IT**-Tutore per polso
- DE**-Handgelenkorthese
- NL**-Polsbrace

**Size**

- Größe
- Taille
- Talla
- Taglia
- Maat



<b>XS</b>	< 14 cm	< 5.5"
<b>S</b>	14 - 16 cm	5.5" - 6.5"
<b>M</b>	16 - 19 cm	6.5" - 7.5"
<b>L</b>	19 - 21 cm	7.5" - 8.5"
<b>XL</b>	> 21 cm	> 8.5"

**Available in left or right**

- Disponible pour le côté droit ou gauche
- Disponible para izquierda o derecha
- Disponible per il lato destro o sinistro
- Rechts- oder linksseitig erhältlich
- Verkrijgbaar in versies voor links en rechts

**Contains one support**

- Contient une orthèse
- Contiene una ortesis
- Contiene un tutore
- Enthält eine Orthese
- Bevat één steun

**DJO, LLC**  
1430 Decision Street  
Vista, CA 92081-8553  
U.S.A.

**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Germany



**DONJOY**  
Dimns. 4 X 2 X 9"

12<sup>23</sup>/<sub>32</sub>

14<sup>17</sup>/<sub>32</sub>

9

13-2887 REV.H - 2020-01-13 © 2020 DJO, LLC