



**DONJOY® Wrist-O-Prene™**

- EN** - Compressive support for mild sprains, strains, repetitive activities
- FR** - Attelle compressive pour activités répétitives, entorses et lésions légères
- SP** - Ortesis de compresión para esguinces y distensiones leves, y actividades repetitivas
- IT** - Tutore compressivo per le distorsioni di entità lieve, sovraccarico e attività ripetitive
- DE** - Kompressionsstütze für leichte Verstauchungen, Zerrungen und repetitive Bewegungen
- NL** - Compressie brace bij lichte verrekking, verstuiking en overbelasting

**Aluminum palmer stay to control wrist flexion**

- Éclisse palmaire en aluminium pour contrôler la flexion du poignet
- Férula palmar de aluminio para controlar la flexión de la muñeca
- Stecca palmare in alluminio per il controllo della flessione del polso
- Aluminium-Handgelenkstrebe zur Kontrolle der Handgelenkbeugung
- Handpalmstap van aluminium beperkt polsflexie

**Neoprene for warmth & compression**

- Néoprène pour plus de chaleur et une meilleure compression
- Hecho de neopreno para brindar calor y compresión
- Neoprene per mantenere calore e compressione
- Neopren für Wärme und Kompression
- Vervaardigd van neopreen, voor warmte en compressie

**Adjustable, wraparound design**

- Conception enveloppante et réglable
- Diseño ajustable y envolvente
- Modello fasciante e regolabile
- Justierbares Wickeldesign
- Aanpasbaar wikkelontwerp



**DONJOY®**

**Wrist-O-Prene™**

- EN** - Wrist support
- FR** - Support de poignet
- SP** - Ortesis de muñeca
- IT** - Tutore per polso
- DE** - Handgelenksstütze
- NL** - Polsbrace

**Size**

- Größe
- Taille
- Talla
- Taglia
- Maat



<b>UNIV.</b>	< 28 cm	< 11"
--------------	---------	-------

**Available in left or right**

- Disponible pour le côté droit ou gauche
- Disponible para izquierda o derecha
- Disponible per il lato destro o sinistro
- Rechts- oder linksseitig erhältlich
- Verkrijgbaar in versies voor links en rechts

**Contains one support**

- Contient une attelle
- Contiene una ortesis
- Contiene un tutore
- Enthält eine Handgelenksstütze
- Bevat één polsbrace



**DJO, LLC**  
1430 Decision Street  
Vista, CA 92081-8553  
U.S.A.

**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Germany

13-9480 REV F - 2021-02-01 © 2021 DJO, LLC

**DONJOY**  
Dimns. 4" X 2" X 9"

12<sup>23</sup>/<sub>32</sub>

14<sup>17</sup>/<sub>32</sub>

9