



DONJOY®
Lateral J Patella Support

EN-Corrective support for patella dislocation, subluxation, maltracking or instability causing anterior knee pain
FR-Support correctif pour dislocations, sub-luxations, mauvais alignement ou instabilités rotuliennes générant des douleurs antérieures du genou
ES-Soporte para casos de rótula dislocada, subluxación, mal alineamiento rotuliano o inestabilidad que causa dolor moderado o crónico en la rodilla anterior
IT-Supporto correttivo per sindrome femoro-rotulea, dislocazioni, sublussazioni o instabilità della rotula che causano dolore anteriore del ginocchio
DE-Korrigierende Unterstützung bei Luxation, Subluxation, Maltracking oder Instabilität der Knie Scheibe, die zu vorderem Knieschmerz führen
NL-Corrigerende ondersteuning voor ontwrichting, subluxatie, maltracking of instabiliteit van de patella met als gevolg anterieure kniepijn

Lateral "J" buttress for patella stability

- Insert rotulien en forme de "J" pour stabiliser la rotule
- Refuerzo lateral en "J" para estabilidad de rótula
- Sostegno laterale a "J" per la stabilizzazione della rotula
- Setliche "J"-förmige Pelotte zur Stabilisierung der Knie Scheibe
- Laterale "J"-vormige steun voor stabiliteit van de patella

Lateral to medial straps for patella alignment

- Sangles latérales à médiales pour réaligner la rotule
- Cinchas laterales a mediales para alineación de la rótula
- Fascie in velcro latero-mediali per l'allineamento della rotula
- Elastische Zügel zur Ausrichtung der Knie Scheibe
- Banden lateraal naar mediaal voor optimale positie van de patella

Breathable, compressive Drytex® material

- Tissu Drytex® compressif et respirant
- Material Drytex® transpirable y de compresión
- Materiale compressivo traspirante Drytex®
- Atmungsaktives, kompressives Drytex® Material
- Ademend Drytex®-compressiemateriaal



DONJOY®
Lateral J Patella Support

EN-Compressive support with patella stabilizer
FR-Attelle compressive avec stabilisateur rotulien
ES-Rodillera de compresión con estabilizador rotuliano
IT-Ginocchiera compressiva con stabilizzatore rotuleo
DE-Kniebandage zur Kompression mit Pelotte
NL-Compressiebrace voor de knie met patellastabilisatie

Size	Cröße	Taille	Talla	Taglia	Maat
XS	33 - 39 cm	13" - 15 1/2"			
S	39 - 47 cm	15 1/2" - 18 1/2"			
M	47 - 53 cm	18 1/2" - 21"			
L	53 - 60 cm	21" - 23 1/2"			
XL	60 - 67 cm	23 1/2" - 26 1/2"			
XXL	67 - 75 cm	26 1/2" - 29 1/2"			

Contains one support

- Contient une orthèse
- Contiene un soporte
- Contiene un tutore
- Enthält eine Orthese
- Bevat één brace

Available in left or right

- Disponible pour le côté droit ou gauche
- Disponible para izquierda o derecha
- Disponibile per il lato destro o sinistro
- Rechts- oder linksseitig erhältlich
- Verkrijgbaar in versies voor links en rechts



DONJOY
Dimns. 4.125" X 3" X 13"

14 27/32