



DONJOY®

### Tru-Pull® Patella Brace

- EN**-Support for patella dislocation, subluxation, maltracking or instability causing anterior knee pain
- FR**-Maintien en cas de dislocations, sub-luxations, mauvais alignement ou instabilités rotuliennes générant des douleurs antérieures du genou
- ES**-Soporte para casos de rótula dislocada, subluxación, mal alineamiento rotuliano o inestabilidad que causa dolor moderado o crónico en la rodilla anterior
- IT**-Supporto per sindrome femoro-rotulea, dislocazioni, sublussazioni o instabilità della rotula che causano dolore anteriore del ginocchio
- DE**-Unterstützung bei Luxation, Subluxation, Maltracking oder Instabilität der Knie Scheibe, die zu vorderem Knie schmerz führen
- NL**-Ondersteuning voor ontwrichting, subluxatie, maltracking of instabiliteit van de patella met als gevolg anterieure kniepijn

- Aluminum hinges for medial and lateral support**
- Articulations en aluminium amovibles pour un support bilatéral accru
  - Articulaciones de aluminio para un soporte medio y lateral
  - Aste articolate in alluminio per supporto mediale e laterale
  - Aluminiumgelenke zur beidseitigen Stützung
  - Aluminiumscharnieren voor mediale en laterale ondersteuning

- Patented dynamic traction / pull system**
- Système de traction dynamique breveté
  - Sistema de tracción dinámico patentado
  - Sistema dinamico di trazione brevettato
  - Patentiertes dynamisches Dehnungs-/Zugsystem
  - Gepatenteerd dynamisch trekkrachtsysteem

- Comfortable, lightweight, breathable**
- Design confortable, léger, respirant
  - Transpirable, liviano y cómodo
  - Confortevole, leggera, traspirante
  - Komfortabel, leicht, atmungsaktiv
  - Comfortabel, lichtgewicht, ademend

- "Y"-strap provides counterbalancing force to align patella**
- La sangle en "Y" applique une force de traction pour réaligner la rotule
  - Las cinchas en "Y" proporcionan tracción dinámica para realinear la rótula
  - La fascia a "Y" fornisce una forza di bilanciamento per l'allineamento della rotula
  - Elastische Zügel zur Ausrichtung der Knie Scheibe
  - "Y"-vormige band biedt tegenwicht voor juiste positie van de patella

- Adjustable buttress for patella stability**
- Insert rotulien ajustable pour stabiliser la rotule
  - Refuerzo ajustable para estabilidad de la rótula
  - Sostegno regolabile per la stabilizzazione della rotula
  - Individuell positionierbare Knie Scheibenplatte zur Stabilisierung
  - Verstelbare steun voor optimale stabiliteit van de patella



DONJOY®

### Tru-Pull® Patella Brace

- EN**-Dynamic patellofemoral brace
- FR**-Attelle fémoro-patellaire dynamique
- ES**-Rodillera femoro-patelar dinámica
- IT**-Ginocchiera femoro-rotulea dinamica
- DE**-Dynamische Patellaorthese
- NL**-Dynamische patellofemorale brace

**Size**  
Größe  
Taille  
Talla  
Taglia  
Maat

<b>XS</b>	33 - 39 cm	13" - 15 1/2"
<b>S</b>	39 - 47 cm	15 1/2" - 18 1/2"
<b>M</b>	47 - 53 cm	18 1/2" - 21"
<b>L</b>	53 - 60 cm	21" - 23 1/2"
<b>XL</b>	60 - 67 cm	23 1/2" - 26 1/2"
<b>XXL</b>	67 - 75 cm	26 1/2" - 29 1/2"

- Contains one support**
- Contient une orthèse
  - Contiene un soporte
  - Contiene un tutore
  - Enthält eine Orthese
  - Bevat één brace

- Available in left or right**
- Disponible pour le côté droit ou gauche
  - Disponible para izquierda o derecha
  - Disponibile per il lato destro o sinistro
  - Rechts- oder linksseitig erhältlich
  - Verkrijgbaar in versies voor links en rechts

DONJOY  
Dimns. 4.125" X 3" X 13"

14 27/32

13-0438 REV F - 2020-02-06 © 2020 DJO, LLC