

Manuforce



DONJOY® ManuForce®

EN-Elastic compressive wrist brace for wrist sprains and strains
DE-Handgelenk-Kompressionsbandage mit anformbarer Aluminium-Schiene
FR-Attelle compressive élastique pour entorses et lésions du poignet
ES-Ortesis de compresión elástica para esguinces y distensiones de la muñeca
IT-Tutore compressivo elastico per distorsioni o sovraccarico del polso
NL-Elastische polsbrace voor verrekking en verstuiking

Multidirectional elasticity

- Zweizugelastisch
- Élasticité multidirectionnelle
- Elasticidad multidireccional
- Elasticità multidirezionale
- Multidirectionele elasticiteit

Breathable

- Atmungsaktiv
- Respirant
- Transpirable
- Traspirante
- Luchtdoorlatend

Removable palmar stay

- Herausnehmbare Stabilisierungsschiene
- Écisse palmaire amovible
- Férula palmar extraíble
- Stecca palmare rimovibile
- Uitreembare handpalmstak

Proprioceptive effect

- Propriozeptive Wirkung
- Effet proprioceptif
- Efecto propioceptivo
- Effetto propioceptivo
- Proprioceptief effect

Specify Left or Right

- Für Rechts oder Links erhältlich
- Spécifier Droite ou Gauche
- Especificar Izquierda o Derecha
- Specificare Destro o Sinistro
- Geef op Links en Rechts



DONJOY® ManuForce®



DONJOY® ManuForce®

Size	Größe	Taille	Talla	Taglia	Maat
1 = XS	13 - 14,5 cm	5 - 5½"	4 = L	17,5 - 19 cm	7 - 7½"
2 = S	14,5 - 16 cm	5½ - 6½"	5 = XL	19 - 20,5 cm	7½ - 8"
3 = M	16 - 17,5 cm	6½ - 7"	6 = XXL	20,5 - 22 cm	8 - 8½"

Contains one support
 Enthält eine Bandage
 Contient une orthèse
 Contiene un soporte
 Contiene un tutore
 Bevat één support

CE

DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista CA 92081-8553
USA

MDS GmbH
Schiffgraben 41
30775 Hannover
Germany



LATEX

MD

DJO FRANCE S.A.S.
Centre Européen de Fritt.
3 rue de Béthar
14890 Mouguerre
France

DJO POWERING MOTION™

13-00007 REV C

© 2020 DJO, LLC

DONJOY
Dimns. 100 X 35 X 210 mm